



CentAK® IAA M

Radioimmunoassay zur quantitativen Bestimmung
von Antikörpern gegen Insulin (IAA) in humanem Serum



Produktvorteile

- Serologischer Marker für den autoimmunen Diabetes mellitus Typ 1
- Exzellente diagnostische Effizienz, hohe Sensitivität und Spezifität
- Hohe Präzision im Messbereich

Antikörper gegen Insulin

und ihre Bedeutung bei der Diagnose des Diabetes mellitus Typ 1

Diabetes mellitus Typ 1

Diabetes mellitus Typ 1 ist eine chronische Autoimmunerkrankung, bei der die insulinproduzierenden Betazellen der Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse zerstört werden. Die Folge dieser Zerstörung ist eine verminderte Insulinproduktion, die sich schließlich als Diabetes mellitus mit hohen Blutzuckerspiegeln manifestiert. Als Risikofaktoren gelten genetische Prädispositionen sowie Virusinfektionen, allerdings sind die genauen Ursachen noch nicht völlig geklärt.



Inselzellantikörper

Die Zerstörung der insulinproduzierenden Betazellen der Bauchspeicheldrüse basiert auf der Bildung von Inselzellantikörpern (ICA), die sich gegen unterschiedliche Antigene der pankreatischen Inselzellen richten, wie gegen die Glutaminsäuredecarboxylase (GAD_{65}), die Proteintyrosinphosphatase (Insulinom-assoziiertes Antigen 2, IA_2), den Zinktransporter 8 (ZnT8) sowie gegen Insulin. Inselzellantikörper (ICA) können bei 70 – 80 % der Patienten mit Diabetes mellitus nachgewiesen werden. Die unterschiedlichen Antikörper treten in der Regel bereits

Monate bis Jahre vor dem Auftreten erhöhter Blutzuckerwerte auf und gelten somit auch als wichtige prognostische Marker, um Patienten mit erhöhtem Risiko zu identifizieren, einen Diabetes mellitus Typ 1 zu entwickeln. Der kombinierte Nachweis von Antikörpern gegen GAD_{65} , IA_2 , ZnT8 und Insulin gilt als wichtige Methode, einen Diabetes mellitus Typ 1 bereits bei Krankheitsbeginn zu diagnostizieren.

Antikörper gegen Insulin

Das Auftreten von Antikörpern gegen Insulin (IAA) ist ein Hinweis auf eine fortschreitende Zerstörung der Betazellen der Bauchspeicheldrüse bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1. Ihre Prävalenz ist besonders bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 erhöht, die noch nicht mit Insulin behandelt wurden.

Publikationen

- Potter, K.N., Wilkin, T.J. (2000) The molecular specificity of insulin autoantibodies. *Diabetes Metab. Res. Rev.* 16, 338 – 53.
- Elfving, A.M., Lindberg, B.A., Nyström, L., Sundkvist, G., Lernmark, A., Ivarsson, S.A. (2003) Islet autoantibodies in cord blood from patients who developed type 1 diabetes mellitus at 15–30 years of age. *Autoimmunity* 36, 227 – 31.
- Schlosser, M., Koczwar, K., Kenk, H., Strebelow, M., Rjasanowski, I., Wassmuth, R., Achenbach, P., Ziegler, A.G., Bonifacio, E. (2005) In insulin-autoantibody-positive children from the general population, antibody affinity identifies those at high and low risk. *Diabetologia* 48, 1830 – 2.

CentAK® IAA M – Radioimmunoassay zur Bestimmung von Antikörpern gegen Insulin (IAA) in humanem Serum

Tracer

Der Tracer des CentAK® IAA M Radioimmunoassays besteht aus rekombinantem, humanen Insulin konjugiert mit ¹²⁵Jod.

Kalibrierung

Der CentAK® IAA M Radioimmunoassay wurde an einer internen Referenzprobe kalibriert. Quantitative Ergebnisse werden in U/mL angegeben.

Präzision

Die Präzision des Immunoassays wurde durch die Bestimmung der Intra- und Interassay Varianz durch die Analyse mehrerer Proben mit unterschiedlichen Antikörperaktivitäten ermittelt.

	INTRAASSAY PRÄZISION		INTERASSAY PRÄZISION	
	U/mL	VK (%)	U/mL	VK (%)
Probe 1	3,5	7,7	2,9	9,1
Probe 2	8,6	3,6	8,4	7,0
Probe 3	24,5	1,3	25,3	3,7

Diagnostische Sensitivität und Spezifität

Die Sensitivität und Spezifität des Immunoassays wurden durch die Analyse von 21 Proben von Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 und 45 Proben unselektierter Blutspender ermittelt.

	DIAGNOSTISCHE LEISTUNG
Sensitivität	> 99 %
Spezifität	> 99 %





CentAK® IAA M

Radioimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Antikörpern gegen Insulin (IAA) in humanem Serum

HIGH QUALITY – MADE IN GERMANY

- Verwendung von rekombinantem, humanen Insulin
- Quantitative Bestimmung der Antikörperaktivität
- Angabe der Ergebnisse in U/mL
- Hohe diagnostische Sensitivität und Spezifität
- Hohe Präzision im Messbereich
- CE markiert

Produktinformationen

CentAK® IAA M



Kontakt

Medipan GmbH

Ludwig-Erhard-Ring 3
15827 Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz
Deutschland

Tel. +49 (0) 33708 4417 0
Fax +49 (0) 33708 4417 25

info@medipan.de
www.medipan.de

Bestellinformation

CentAK® IAA M
(100 Bestimmungen)

REF 2035