

DotDiver2.0

Analizzatore automatizzato di immunoblot



CE

Caratteristiche del prodotto

- Analizzatore automatizzato di immunoblot
- Processamento e valutazione di immunoblot
- Ambia gamma di prodotti disponibili per la diagnostica autoimmune

IL TUO AFFIDABILE ALLEATO IN DIAGNOSTICA

20 anni di esperienza, 150 collaboratori in più di 100 paesi

DotDiver2.0 – Analizzatore per la diagnostica autoimmune

DotDiver2.0 è un compatto analizzatore da banco per il processamento e la valutazione automatizzata della famiglia di immunoblot LINE e Dot, a supporto della diagnosi delle malattie autoimmuni.

Le strisce e le cartucce **DotDiver2.0** con codice a barre assicurano la corretta combinazione di reagenti e una gestione di qualità garantita di un'ampia gamma di immunoblot per reumatologia, gastroenterologia, neurologia ed epatologia nella routine di laboratorio.

I reagenti **DotDiver2.0** in cartucce pre-riempite e monouso sono pronti per l'uso e riducono al minimo il tempo di lavoro laborioso oltre l'applicazione manuale del campione.

Il software **DotDiver2.0**, facile da usare, garantisce una valutazione affidabile delle strisce di immunoblot processate.

Il **DotDiver2.0**, efficiente e facile da usare, con un ingombro ridotto, è indispensabile per i laboratori diagnostici di routine.



DotDiver2.0 – Specificazioni



Capacità

Campioni	1 - 24
Saggi	1 - 24

Reagenti

Strisce reattive	Con codice a barre
Cartucce	Pre-riempite e con codice a barre

Dimensioni

Grandezza (L x P x H)	340 mm x 420 mm x 365 mm
Peso	15 kg

Connessioni

Ethernet / LIS	1 x
USB	1 x
HDMI	1 x

Alimentazione

Requisiti	24 V CC, 5 A
-----------	--------------



DotDiver2.0

Analizzatore automatico di immunoblot

- Analizzatore da banco automatizzato di immunoblot, con ingombro ridotto
- Software di facile utilizzo
- Esecuzione simultanea di max. 24 diversi saggi.
- Reagenti e strisce reattive pronti all'uso
- Identificazione automatica del codice a barre di strisce reattive e cartucce
- Asciugatura integrata delle strisce processate
- Valutazione integrata delle strisce processate
- Esportazione dei risultati in formato pdf o xls o come stampa cartacea
- Connettività bidirezionale a LIS
- Manutenzione minima e nessuna movimentazione di liquidi

Informazioni sul prodotto

DotDiver2.0



Contact

GA Generic Assays GmbH

Ludwig-Erhard-Ring 3
15827 Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz
Germania

Tel. +49 (0) 33708 9286 0

Fax +49 (0) 33708 4417 25

info@genericassays.com

www.genericassays.com

Informazioni per l'ordine

DotDiver2.0

REF 5075



Versione 008/09.2024