

# DotDiver2.0

Analizador automatizado de inmunoblot



## Características del producto

- Analizador automatizado de inmunoblot
- Procesamiento y evaluación de inmunoblots
- Amplia gama de productos para el diagnóstico de autoinmunidades

## TU SOCIO DE CONFIANZA EN EL DIAGNÓSTICO

20 años de experiencia, 150 socios en más de 100 países

### DotDiver2.0 – Analizador de inmunoblot para autoinmunidad

El **DotDiver2.0** es un analizador compacto de sobremesa para el procesamiento y la evaluación automatizada de inmunoblots LINE y Dot, que permite apoyar el diagnóstico de enfermedades autoinmunes.

Las tiras reactivas y los cartuchos **DotDiver2.0** con código de barras garantizan la combinación correcta de reactivos y el manejo con garantía de calidad de una amplia gama de inmunoblots, p. ej., para reumatología y gastroenterología en la rutina del laboratorio.

Los reactivos **DotDiver2.0** listos para usar en cartuchos precargados y desechables minimizan el laborioso tiempo de manipulación tras la aplicación manual de la muestra.

El software **DotDiver2.0**, de fácil utilización, garantiza una evaluación fiable de las tiras de inmunoblot procesadas.

El versátil **DotDiver2.0**, fácil de usar y que ocupa poco espacio, es indispensable para el diagnóstico rutinario.





## DotDiver2.0 – Especificaciones



### Capacidad

|          |        |
|----------|--------|
| Muestras | 1 - 24 |
| Ensayos  | 1 - 24 |

### Reactivos

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Tiras reactivas | con código de barras              |
| Cartuchos       | precargados, con código de barras |

### Dimensiones

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Tamaño (L x An x Al) | 340 mm x 420 mm x 365 mm |
| Peso                 | 15 kg                    |

### Conexiones

|                |     |
|----------------|-----|
| Ethernet / LIS | 1 x |
| USB            | 1 x |
| HDMI           | 1 x |

### Alimentación

|            |              |
|------------|--------------|
| Requisitos | 24 V CC, 5 A |
|------------|--------------|



## DotDiver2.0

### Analizador automatizado de inmunoblot

- Analizador automático de sobremesa y con tamaño reducido para inmunoblots
- Software fácil de usar
- Realización simultánea de hasta 24 pruebas diferentes
- Reactivos y tiras listos para usar
- Identificación automatizada por código de barras de las tiras y los cartuchos
- Secado incorporado de las tiras procesadas
- Evaluación integrada de las tiras procesadas
- Exportación de los resultados en formato pdf o xls o como impresión en papel
- Conectividad con sistemas LIS
- Bajo mantenimiento y sin manejo de líquidos

### Información de producto

#### DotDiver2.0



### Contacto

GA Generic Assays GmbH

Ludwig-Erhard-Ring 3  
15827 Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz  
Alemania

Tel. +49 (0) 33708 9286 0

Fax +49 (0) 33708 4417 25

info@genericassays.com

www.genericassays.com

### Información para pedidos

DotDiver2.0

REF 5075



Versión 009/12.2024