

DotDiver2.0

Automatisierter LINE / Dot Immunoblot Analyser



CE

Produktvorteile

- Vollautomatisierter Immunoblot Analyser
- Prozessierung und Auswertung von LINE / Dot Immunoblots
- Umfangreiches Produktportfolio für die Autoimmundiagnostik

DotDiver2.0 – Immunoblot Analyzer für die Autoimmundiagnostik

DotDiver2.0 ist ein kompakter Immunoblot Analyzer für die vollautomatisierte Prozessierung und Auswertung von LINE und Dot Immunoblots zur Unterstützung der Diagnose von Autoimmunerkrankungen.

Barcodierte **DotDiver2.0** Teststreifen und Kartuschen garantieren die korrekte Kombination von Reagenzien und garantieren die qualitätssichere Anwendung einer breiten Vielfalt von Immunoblots für die Rheumatologie und Gastroenterologie in Routinelaboratorien. Gebrauchsfertige **DotDiver2.0** Reagenzien in befüllten Einwegkartuschen reduzieren manuelle Arbeitsschritte nach Probenzugabe auf ein Minimum.

Die anwenderfreundliche **DotDiver2.0** Software garantiert die zuverlässige Auswertung prozessierter Teststreifen von Immunoblots.

DotDiver2.0 ist leistungsstark, einfach zu bedienen und aufgrund seines geringen Platzbedarfs perfekt geeignet für Labore mit limitierter Arbeitsfläche.



DotDiver2.0 – Spezifikationen



Durchsatz

Proben	1 - 24
Assays	1 - 24

Reagenzien

Teststreifen	Barcodiert
Kartuschen	Befüllt, barcodiert

Dimensionen

Größe (L x B x H)	340 mm x 420 mm x 365 mm
Gewicht	15 kg

Anbindungen

Ethernet / LIS	1 x
USB	1 x
HDMI	1 x

Stromversorgung

Bedarf	24 V DC, 5 A
--------	--------------

DotDiver2.0

AUTOMATISIERTER IMMUNOBLOT ANALYZER



- Vollautomatisierter LINE / Dot Immunoblot Analyser mit geringem Platzbedarf
- Anwenderfreundliche Software
- Simultane Prozessierung von bis zu 24 verschiedenen Assays
- Gebrauchsfertige Reagenzien und Teststreifen
- Automatische Identifizierung der Barcodes von Kartuschen und Teststreifen
- Integrierte Trocknung prozessierter Teststreifen
- Auswertung prozessierter Teststreifen
- Export der Ergebnisse im pdf- oder xls-Format oder als Ausdruck
- LIS Anbindung
- Wartungsarm, keine Fluidik

Produktinformationen

DotDiver2.0



Kontakt

GA Generic Assays GmbH

Ludwig-Erhard-Ring 3
15827 Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz
Deutschland

Tel. +49 (0) 33708 9286 0
Fax +49 (0) 33708 4417 25

info@genericassays.com
www.genericassays.com

Bestellinformation

DotDiver2.0

REF 5075

