

# DotDiver2.0

Automatický analyzátor pro metodu imunoblot



## Hlavní výhody přístroje

- automatický analyzátor pro metodu imunoblot
- zpracování a vyhodnocení blotů
- široké portfolio testů pro diagnostiku autoimunitních onemocnění

# VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER V AUTOIMUNITNÍ DIAGNOSTICE

30 let zkušeností, 150 partnerů ve více než 100 zemích

## DotDiver2.0

Analyzátor pro imunobloty k diagnostice autoimunitních onemocnění

**DotDiver2.0** je kompaktní stolní analyzátor pro metodu imunoblot a umožňuje automatizaci procesu včetně vyhodnocení imunoblotů typu DOT i LINE. Výsledky slouží k podpoře diagnostiky autoimunitních onemocnění.

Testovací proužky a kartuše **DotDiver2.0** s čárovými kódy zajišťují správnou kombinaci reagensů a zaručenou kvalitu zpracování široké škály imunoblotů, např. pro revmatologii nebo gastroenterologii v rutinní laboratorní praxi.

Reagencie v předplněných jednorázových zásobnících minimalizují práci obsluhujícího personálu.

Software zařízení **DotDiver2.0** nabízí uživatelsky přívětivé ovládání a zaručuje spolehlivé vyhodnocení zpracovaných imunoblotových testovacích proužků.

Výkonný **DotDiver2.0** se snadnou obsluhou a malými rozměry je nepostradatelným přístrojem pro rutinní laboratoře.



## DotDiver2.0 – Specifikace



### Výkon

Vzorky	1 - 24
Metody	1 - 24

### Reagencie

Testovací proužky	opatřeny čárovými kódy
Zásobníky	předplněné, s čárovými kódy

### Rozměry

Velikost (D x Š x V)	340 mm x 420 mm x 365 mm
Hmotnost	15 kg

### Připojení

Ethernet / LIS	√
USB	√
HDMI	√

### Napájení

Požadavky	24 V DC, 5 A
-----------	--------------



## DotDiver2.0

### Automatický analyzátor pro metodu imunoblot

- Automatický stolní analyzátor malých rozměrů
- Uživatelsky přívětivý software
- Souběžné provádění až 24 různých testů
- Reagencie a proužky připravené k použití
- Automatická identifikace testovacích proužků a zásobníků pomocí čárového kódu
- Integrované sušení zpracovaných testovacích proužků
- Integrované vyhodnocení zpracovaných testovacích proužků
- Export výsledků ve formátu pdf nebo xls nebo klasický tisk
- Konektivita LIS
- Nenáročná údržba, žádná manipulace s jednotlivými reagensy

### Informace o výrobku

#### DotDiver2.0



### Výrobce

GA Generic Assays GmbH

Ludwig-Erhard-Ring 3  
15827 Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz  
Německo

Tel. +49 33708 9286 0

Fax +49 33708 4417 25

info@genericassays.com

www.genericassays.com

### Informace pro objednávku

**DotDiver2.0**

**REF 5075**



Verze 010