

# DotDiver2.0

Automatisierter Immunoblot Analyser



CE

## Produktvorteile

- Automatisierter Immunoblot Analyser
- Prozessierung und Auswertung von LINE / Dot Immunoblots
- Umfangreiches Produktportfolio für die Autoimmundiagnostik

# IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER IN DER AUTOIMMUNDIAGNOSTIK

30 Jahre Erfahrung, 150 Partner in über 100 Ländern

## DotDiver2.0 – Immunoblot Analyzer für die Autoimmundiagnostik

**DotDiver2.0** ist ein kompakter Immunoblot Analyzer für die automatisierte Prozessierung und Auswertung von LINE und Dot Immunoblots zur Unterstützung der Diagnose von Autoimmunerkrankungen.

Barcodierte **DotDiver2.0** Teststreifen und Kartuschen garantieren die korrekte Kombination von Reagenzien und garantieren die qualitätssichere Anwendung einer breiten Vielfalt an Immunoblots für z.B. Rheumatologie und Gastroenterologie im Routinelabor.

Gebrauchsfertige **DotDiver2.0** Reagenzien in befüllten Einwegkartuschen reduzieren manuelle Arbeitsschritte nach Probenzugabe auf ein Minimum.

Die anwenderfreundliche **DotDiver2.0** Software garantiert die zuverlässige Auswertung prozessierter Teststreifen von Immunoblots.

**DotDiver2.0** ist leistungsstark, einfach zu bedienen und aufgrund seines geringen Platzbedarfs perfekt geeignet für Labore mit limitierter Arbeitsfläche.



## DotDiver2.0 – Spezifikationen



### Durchsatz

Proben	1 - 24
Assays	1 - 24

### Reagenzien

Teststreifen	Barcodiert
Kartuschen	Befüllt, barcodiert

### Dimensionen

Größe (L x B x H)	340 mm x 420 mm x 365 mm
Gewicht	15 kg

### Anbindungen

Ethernet / LIS	√
USB	√
HDMI	√

### Stromversorgung

Bedarf	24 V DC, 5 A
--------	--------------



## DotDiver2.0

### Automatisierter Immunoblot Analyser

- Automatisierter LINE / Dot Immunoblot Analyser mit geringem Platzbedarf
- Anwenderfreundliche Software
- Simultane Prozessierung von bis zu 24 verschiedenen Assays
- Gebrauchsfertige Reagenzien und Teststreifen
- Automatische Identifizierung der Barcodes von Kartuschen und Teststreifen
- Integrierte Trocknung prozessierter Teststreifen
- Integrierte Auswertung prozessierter Teststreifen
- Export der Ergebnisse im pdf- oder xls-Format oder als Ausdruck
- LIS Anbindung
- Wartungsarm, keine Fluidik

#### Produktinformationen

### DotDiver2.0



#### Kontakt

GA Generic Assays GmbH

Ludwig-Erhard-Ring 3  
15827 Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz  
Deutschland

Tel. +49 (0) 33708 9286 0  
Fax +49 (0) 33708 4417 25

info@genericassays.com  
www.genericassays.com

#### Bestellinformation

**DotDiver2.0**

**REF 5075**



Version 010