

# DotDiver2.0

Analyseur automatisé d'Immunoblot



## Points forts du produit

- Analyseur automatisé d'Immunoblot
- Traitement et évaluation des Immunoblots LINE & Dot
- Portefeuille complet pour le diagnostic auto-immun

# VOTRE PARTENAIRE FIABLE EN DIAGNOSTIC AUTO-IMMUN

30 ans d'expérience, 150 partenaires dans plus de 100 pays

## DotDiver2.0 – Analyseur d'Immunoblot pour le diagnostic des maladies auto-immunes

**DotDiver2.0** est un analyseur d'Immunoblot compact de paillasse pour le traitement et l'évaluation automatisés des Immunoblots LINE & Dot afin de soutenir le diagnostic des maladies auto-immunes.

Les bandes de test et cartouches **DotDiver2.0** avec code-barres garantissent la combinaison correcte des réactifs et la gestion de qualité assurée d'une large gamme d'Immunoblots, notamment en rhumatologie ou la gastroentérologie, dans le cadre des routines de laboratoire.

Les réactifs **DotDiver2.0** prêts à l'emploi conditionnés dans des cartouches jetables préremplies minimisent le temps de manipulation après l'application manuelle des échantillons.

Le logiciel convivial du **DotDiver2.0** garantit une évaluation fiable des bandes de test Immunoblot traitées. Puissant et facile à utiliser, le **DotDiver2.0** avec son design compact, est indispensable pour les services de diagnostic de routine.



## DotDiver2.0 – Spécifications



### Débit

Échantillons	1 - 24
Tests	1 - 24

### Réactifs

Bandes de test	avec code-barres
Cartouches	avec code-barres

### Dimensions

Taille (L x l x H)	340 mm x 420 mm x 365 mm
Poids	15 kg

### Connexions

Ethernet / LIS	✓
USB	✓
HDMI	✓

### Alimentation

Exigences	24 V DC, 5 A
-----------	--------------



## DotDiver2.0

### Analyseur automatisé d'Immunoblot

- Analyseur automatisé d'Immunoblot LINE & Dot de paillasse avec un encombrement réduit
- Logiciel convivial
- Réalisation simultanée de jusqu'à 24 tests différents
- Réactifs et bandes de test prêts à l'emploi
- Identification automatisée par code-barres des bandes de test et des cartouches
- Séchage intégré des bandes de test traitées
- Évaluation intégrée des bandes de test traitées
- Exportation des résultats au format pdf ou xls, ou impression papier
- Connectivité LIS
- Faible entretien, sans manipulation de liquides

### Informations sur le produit

#### DotDiver2.0



### Contact

GA Generic Assays GmbH

Ludwig-Erhard-Ring 3  
15827 Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz  
Allemagne

Tel. +49 33708 9286 0

Fax +49 33708 4417 25

info@genericassays.com

www.genericassays.com

### Informations sur le produit

DotDiver2.0

REF 5075



Version 010