



DotDiver2.0

Analizzatore automatizzato di immunoblot



CE

Caratteristiche del prodotto

- Analizzatore automatizzato di immunoblot
- Processamento e valutazione di immunoblot
- Ambia gamma di prodotti disponibili per la diagnostica autoimmune

IL TUO AFFIDABILE ALLEATO IN DIAGNOSTICA

30 anni di esperienza, 150 aziende collaboratrici in più di 100 paesi

DotDiver2.0 – Analizzatore per la diagnostica autoimmune

DotDiver2.0 è un compatto analizzatore da banco per il processamento e la valutazione automatizzata della famiglia di immunoblot LINE & Dot, a supporto della diagnosi delle malattie autoimmuni.

Tramite lettura dei con codice a barre delle strisce e cartucce, il **DotDiver2.0** assicura la corretta combinazione dei reagenti e una gestione di qualità di un'ampia gamma di immunoblot per reumatologia, gastroenterologia, neurologia ed epatologia nella routine di laboratorio.

I reagenti **DotDiver2.0** in cartucce preriempite e monouso sono pronti per l'uso e riducono al minimo, con la sola applicazione del campione, il laborioso tempo di lavoro.

Il software **DotDiver2.0** è facile da usare e garantisce una valutazione affidabile delle strisce di immunoblot processate.

Il **DotDiver2.0** è uno strumento con un ingombro ridotto, efficiente e indispensabile per i laboratori diagnostici di routine.



DotDiver2.0 – Specificazioni



Capacità

| | |
|----------|--------|
| Campioni | 1 - 24 |
| Saggi | 1 - 24 |

Reagenti

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Strisce reattive | Con codice a barre |
| Cartucce | Preriempite e con codice a barre |

Dimensioni

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Grandezza (L x P x H) | 340 mm x 420 mm x 365 mm |
| Peso | 15 kg |

Connessioni

| | |
|----------------|---|
| Ethernet / LIS | √ |
| USB | √ |
| HDMI | √ |

Alimentazione

| | |
|-----------|--------------|
| Requisiti | 24 V CC, 5 A |
|-----------|--------------|



DotDiver2.0

Analizzatore automatico di immunoblot

- Analizzatore da banco automatizzato di immunoblot, con ingombro ridotto
- Software di facile utilizzo
- Esecuzione simultanea di max. 24 diversi saggi
- Reagenti e strisce reattive pronti all'uso
- Identificazione automatica del codice a barre di strisce e cartucce
- Asciugatura interna delle strisce processate
- Valutazione interna delle strisce processate
- Esportazione dei risultati in formato pdf o xls o come stampa cartacea
- Connettività bidirezionale al LIS
- Manutenzione minima e nessuna movimentazione di liquidi

Informazioni sul prodotto

DotDiver2.0



Contact

GA Generic Assays GmbH

Ludwig-Erhard-Ring 3
15827 Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz
Germania

Tel. +49 33708 9286 0

Fax +49 33708 4417 25

info@genericassays.com

www.genericassays.com

Informazioni per l'ordine

DotDiver2.0

REF 5075



Versione 010